	Instituto Cardiovascular	CÓDIGO: 279-CMO-EST-PG VERSIÓN: 001
	<u>MANUAL</u> <u>DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS</u>	HOJA: 1 de 2
		Emisión: 13/04/2020
EMISOR: Dirección de Operaciones		
NORMA: Covid-19: Limpieza de máscaras faciales y antiparras		

A- OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la limpieza de máscaras faciales y antiparras.

B- ALCANCE

Abarca el período que comienza con la finalización del uso de las máscaras faciales o antiparras, su lavado, secado, y almacenado final.

C- CONSIDERACIONES GENERALES

Las máscaras faciales y las antiparras están elaboradas en base a materiales y diseño que permiten una fácil limpieza. Por esta causa, y a efectos de evitar tanto su manipulación por terceros no usuarios posterior a su uso como el traslado de productos potencialmente contaminados con Covid-19, **se indica la limpieza en el lugar de uso por el mismo usuario.**


Para aquellas máscaras faciales y antiparras usadas en el área quirúrgica, se sigue la logística habitual empleada para el reprocesamiento de productos médicos.

D- DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO

D.1- Limpieza de antiparras y máscaras faciales.

- Finalizado su uso y luego de lavarse las manos con agua y jabón y/ o realizada antisepsia con alcohol gel, se coloca guantes de látex, toma el producto a limpiar y en una pileta de lavado cercana al sitio de uso, inicia el lavado.
- Toma una esponja de fibra sintética no abrasiva que estará disponible en el área de lavado, la embebe en agua y jabón y frota toda la superficie del producto con la esponja.
- Enjuaga con agua corriente, y seca con ayuda de un campo o compresa limpio y seco. El rociado posterior con alcohol 70° otorga un efecto desinfectante adicional.
- Conservación hasta su uso posterior: conserva la antiparra o máscara facial limpia y seca envuelta en una servilleta o en un sobre de papel también limpio y seco.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Damián Ramírez/Jefe de Esterilización	Francisco Nacinovich/ Jefe de Infectología	CMO

 ICBA	Instituto Cardiovascular	CÓDIGO: 279-CMO-EST-PG VERSIÓN: 001
	<u>MANUAL</u> <u>DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS</u>	HOJA: 2 de 2
		Emisión: 13/04/2020
EMISOR: Dirección de Operaciones		
NORMA: Covid-19: Limpieza de máscaras faciales y antiparras		

Responsables: el usuario de estos productos es el responsable de su limpieza.

El técnico en esterilización es el responsable de la limpieza de las máscaras faciales que fueron utilizados en quirófano. En este caso, el técnico en esterilización sigue la logística de movimiento habitual de los productos a reprocesar en la central de esterilización. El método de lavado es con detergente enzimático y el acondicionamiento es con un sobre de papel Kraft o en un sobre pouch.

SECTORES AFECTADOS: Internación, Hemodinamia, Quirófano, Guardia, Enfermería
SECTORES INFORMADOS: Internación, Hemodinamia, Quirófano, Guardia, Enfermería
GERENCIAS INFORMADAS: Comité Médico Operativo-Gerencia de Enfermería

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Damián Ramírez/Jefe de Esterilización	Francisco Nacinovich/ Jefe de Infectología	CMO